


PL

EN



MITOWELL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ET01

EST-S



SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA	3
ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE EST-S	4
MONTAŻ EST-S	5
ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE ET01	7
MONTAŻ ET01	8
OBRÓT (ROTACJA)	11
MONTAŻ PANELU NA STOJAKU	10
PILOT STERUJĄCY	11
PANEL STEROWANIA	12
KODY BŁĘDÓW I ROZWIĄZANIA	13
GWARANCJA I SERWIS	13
PRODUCENT & IMPORTER	14
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	14

WSTĘP



OPIS PRODUKTU

Najbardziej wszechstronny statyw do sesji terapii światłem – dostępny w dwóch rozmiarach, aby dopasować się do różnych potrzeb użytkowników.

Dzięki regulowanej wysokości i obrotowej głowicy możesz korzystać z paneli terapeutycznych w niemal każdej pozycji: leżącej, siedzącej lub stojącej.

Pasuje do paneli Mitowell. Umożliwia ich montaż zarówno w pionie, jak i w poziomie, co zwiększa funkcjonalność urządzeń podczas terapii.




INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

UWAGI






Przed montażem przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenie.

1. Montaż lampy nie jest wskazany, jeśli stojak lub sprzęt są uszkodzone, lub w zestawie brakuje elementów. Jeśli potrzebujesz części zamiennych, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
2. Nie używaj tego produktu do innych celów, niż jest przeznaczony i opisany w instrukcji obsługi.
3. Ten stojak zawiera ruchome części, należy używać go ostrożnie.
4. Producent nie jest odpowiedzialny za powstałe szkody, jeżeli produkt używany był w sposób nieprawidłowy tj. zostały przeprowadzone samodzielne modyfikacje, dokonana niewłaściwa instalacja lub niezastosowanie się do maksymalnego.



ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE EST-S

SKŁAD ZESTAWU

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

1 1 X Uchwyt z regulacją wysokości

2 1 X Ramię z regulacją

3 1 X Podstawa ze sterowaniem

4 1 X Kłapa maskująca podstawy

5 2 X Szyny montażowe (krótkie)

6 2 X Szyny montażowe (długie)

7 4 X Kółko jezdne

8 1 X Pilot sterujący

9 1 X Kabel zasilający

10 4 X Śruba mocująca

11 4 X Nakrętka mocująca

12 1 X Klucz montażowy


13 16 X Śruba M6x12

14 12 X Śruba M6x25


15 4 X Uchwyt montażowy (kątownik)

MONTAŻ EST-S


KROK PO KROKU




1. Do podstaw (3) przymocuj kółka jezdne (7).




2. Osadź uchwyt z regulacją (1) w podstawie stojaka (3).




3. Tak przygotowaną konstrukcję przykręć za pomocą czterech śrub (13) - patrz infografika.



4. Kabel z uchwytu z regulacją (1) zamontuj w podstawie (3) - patrz infografika.




5. Nałóż maskownicę (4) na podstawę, następnie przykręć ją za pomocą śrub (13).




6. Ramię z regulacją (2) przykręć za pomocą śrub (14) do uchwytu z regulacją.


MONTAŻ PANELI

MW600 PRO - 1 SZTUKA






MW1500 PRO - 1 SZTUKA









MW2000 PRO - 1 SZTUKA



MW3000 PRO - 1 SZTUKA

ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE ET01

SKŁAD ZESTAWU


1		2		3			
4		5		6			
7		8		9			
10		11		12		13	
14		15		16			

- 1 1 X Uchwyt z regulacją wysokości
- 2 1 X Ramię z regulacją
- 3 1 X Podstawa ze sterowaniem
- 4 1 X Kłapa maskująca podstawy
- 5 1 X Uchwyt przy podstawie - prawy
- 6 1 X Uchwyt przy podstawie - lewy
- 7 2 X Szyna montażowa
- 8 1 X Pilot sterujący


- 9 1 X Kabel zasilający
- 10 1 X Klucz montażowy
- 11 4 X Śruba mocująca
- 12 4 X Nakrętka mocująca
- 13 4 X Kółko jezdne
- 14 16 X Śruba M6x12
- 15 10 X Śruba M6x25
- 16 4 X Uchwyt montażowy (kątownik)

MONTAŻ ET01


KROK PO KROKU




1. Do podstaw (3) włóż uchwyty przy podstawie (5 oraz 6) - patrz infografika.




2. Uchwyty przy podstawie (5 oraz 6) przykręć za pomocą śrub (14).




3. Do tak stworzonej konstrukcji wkręć kółka jezdne (13) - patrz infografika.




4. Osadź uchwyt z regulacją (1) i przykręć za pomocą śrub (14) w podstawie.




5. Kabel z uchwytu z regulacją (1) zamontuj w podstawie (3) - patrz infografika.



6. Nałóż maskownicę (4) na podstawę i przykręć za pomocą śrub (14).





7. Osadź ramię z regulacją (2) i przykręć za pomocą śrub (15) do uchwytu.




MONTAŻ PANELI - ET01

MW1500 PRO - 1 SZTUKA



MW2000 PRO - 1 SZTUKA

MW3000 PRO - 1 SZTUKA



MONTAŻ PANELU NA STOJAKU


MONTAŻ PANELI NA STOJAKU - EST-S

EST-S to solidny i funkcjonalny stojak do paneli LED marki Mitowell, przystosowany do maksymalnego obciążenia 30 kg.


Umożliwia montaż paneli:

- MW600 Pro
- MW1500 Pro
- MW2000 Pro
- MW3000 Pro

Zapewnia stabilność i elastyczność w ustawieniu urządzenia podczas sesji terapeutycznych.



MONTAŻ PANELI NA STOJAKU - ET01




Model ET01 to wytrzymały stojak o maksymalnym udźwigu do 50 kg, umożliwiający montaż jednego, dwóch lub nawet czterech paneli terapeutycznych. Dzięki solidnej konstrukcji idealnie nadaje się do intensywnego użytku domowego i profesjonalnego.

Umożliwia montaż paneli:

- MW1500 Pro
- MW2000 Pro
- MW3000 Pro

Uwaga: Uchwyty i śruby niezbędne do montażu czterech paneli nie są częścią zestawu – należy je zakupić osobno.

OBRÓT (ROTACJA)



1. Podnieś stojak do najwyższej pozycji.
2. Przytrzymaj panel jedną ręką i unieś uchwyt do góry.
3. Obróć panel do preferowanej pozycji.
4. Naciśnij uchwyt w dół, aby go zablokować.

PILOT STERUJĄCY

Resetowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RST przez 3 sekundy — usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, który oznacza rozpoczęcie procesu resetowania.
2. Stojak obniży się do minimalnej wysokości i odbije się o 1 cm.
3. Dwa sygnały dźwiękowe oznaczają zakończenie resetu.

Parowanie pilota

1. Odłącz kabel zasilający stojaka.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na pilocie, nie puuszczając go.
3. Podłącz ponownie zasilanie. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego informującego o rozpoczęciu parowania, puść przycisk SET.

Sterowanie

▲ Przytrzymaj, aby podnieść stojak; puść, aby zatrzymać

▼ Przytrzymaj, aby opuścić stojak; puść, aby zatrzymać


HOME – Naciśnij, aby opuścić stojak do minimalnej wysokości. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać

M1 – Zapamiętana wysokość 1

M2 – Zapamiętana wysokość 2


Zapamiętywanie wysokości

1. Zatrzymaj stojak na wybranej wysokości
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M1 lub M2 przez 3 sekundy – usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza zapis wysokości
3. Aby przywołać zapis, naciśnij M1 lub M2



PANEL STEROWANIA

WYGLĄD PANELU I STEROWANIE



Włączenie produktu po raz pierwszy:

1. Po włączeniu elektrycznego stojaka (100-240VAC) brzęczyk wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy, a kontroler wyświetli aktualną wysokość.
2. Jeśli wyświetlana wartość wysokości na kontrolerze nie odpowiada rzeczywistej wysokości, lub jeśli wysokość została zmieniona po ponownym montażu, konieczne będzie wykonanie resetu. W przeciwnym razie system może być używany bezpośrednio z ustawieniami fabrycznymi.

Resetowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▼”, stojak zatrzyma się na 5 sekund.
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „rst” – rozpocznie się proces resetowania.
3. Nadal przytrzymuj przycisk „▼”, aż stojak powoli opadnie do najniższego poziomu.
4. Gdy osiągnie najniższy punkt i odbije się o 1 cm, zwolnij przycisk „▼”, aby zakończyć reset.
5. W przypadku sytuacji awaryjnej możesz w dowolnym momencie puścić przycisk „▼”, aby przerwać reset i zatrzymać stojak.

Po przerwaniu resetu należy ponowić procedurę aż do jej pełnego zakończenia – nie można wykonywać innych czynności do tego momentu.

Regulacja wysokości

- Przytrzymaj przycisk „▲”, aby podnieść stojak; puść, aby zatrzymać.
- Przytrzymaj przycisk „▼”, aby obniżyć stojak; puść, aby zatrzymać.

Zapamiętywanie wysokości

1. Naciśnij przycisk „S”, na wyświetlaczu pojawi się „S-”.
2. Naciśnij przycisk „1”, „2” lub „3”, aby zapisać bieżącą wysokość pod wybrany przycisk.
3. Panel sterowania może zapamiętać do trzech ustawień wysokości – nawet po odłączeniu zasilania.
4. Aby przywołać zapisane ustawienie, naciśnij odpowiedni przycisk – stojak automatycznie przemieści się do wybranej wysokości.
5. Wciśnij dowolny przycisk podczas ruchu, aby natychmiast go zatrzymać.

Blokada / Odblokowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „▲” i „▼” przez 5 sekund.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „LOC” – stojak zostanie zablokowany i nie będzie można zmienić jego pozycji.
3. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj te same przyciski, aż na ekranie ponownie pojawi się standardowy odczyt cyfrowy.

Tryb oszczędzania energii

Jeśli przez 1 minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, stojak przejdzie w tryb oszczędzania energii – ekran zostanie wygaszony, a zużycie energii zredukowane. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z tego trybu.

KODY BŁĘDÓW I ROZWIĄZANIA

Błąd	Kod	Rozwiązanie
Ochrona przed przegrzaniem	HOT	Rozwiązanie 1: Nie wymaga działania. Automatyczne odzyskanie funkcji po 18 minutach. Rozwiązanie 2: Odłącz zasilanie, poczekaj, aż ekran się wyłączy, następnie ponownie podłącz zasilanie i kontynuuj użytkowanie.
Reset nie zakończony	rst	Naciśnij i przytrzymaj przycisk "RST" na panelu sterowania, aż reset zostanie w pełni zakończony.
Ochrona przed przeciążeniem	E11	Usuń ciężkie przedmioty z uchwytu. Poczekaj, aż alarm się wyłączy, zanim ponownie użyjesz stojaka.
Anomalia działania silnika	E12	Wyłącz zasilanie, sprawdź połączenie między silnikiem a kontrolerem. Włącz ponownie.
Ochrona przed kolizją	E14	Stojak zresetuje się, cofając się o określoną odległość. Powinien działać normalnie po usunięciu przeszkód.
Alarm zatrzymania silnika	E15	Jeśli występuje poważne przeciążenie lub mechanizm transmisji jest zablokowany, usuń przeciążone obiekty i sprawdź, czy w mechanizmie transmisji nie znajdują się obce przedmioty.
Silnik nie podłączony	E16	Sprawdź i podłącz ponownie przewód między silnikiem a kontrolerem.

GWARANCJA & SERWIS

Nazwa sprzętu: Stojak do Paneli **Model:** ET01, EST-S

Dystrybutor produktów mitowell firma GWBL Sp. z o.o. (zwana dalej "Gwarantem") z siedzibą przy ulicy Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów, Polska udziela gwarancji na ten produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie:

- W przypadku braku zgodności sprzętu z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Gwarant udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu nowego, nieużywanego produktu. Gwarant zapewnia, że oferowane do sprzedaży urządzenia są wolne od wad.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w usunięcia wad fizycznych. Usunięcie wad lub usterek w ramach niniejszej gwarancji odbędzie elementu na nowy, wolny od wad.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia poprzez wiadomość email na warranty@mitowell.eu
- Ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji wady, usuwane będą w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy lub serwisu producenta. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.

Wykluczenia gwarancji:

- normalnego zużycia, związanego z bieżącą eksploatacją dostarczonych akcesoriów, które używają się w trakcie prawidłowego użytkowania gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, upadkiem urządzenia, czy też innymi formami fizycznego uszkodzenia.
- gwarancja nie obowiązuje w przypadku szkód wynikających z niewłaściwej instalacji, konserwacji lub obsługi urządzenia.
- jakiegokolwiek nieautoryzowane modyfikacje skutkują utratą gwarancji.
- gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z ekstremalnych warunków środowiskowych, takich jak ekstremalne temperatury, wilgotność czy ekspozycja na substancje chemiczne.
- gwarancja nie obowiązuje, jeżeli urządzenie było używane w sposób niezgodny z dołączoną instrukcją obsługi.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi itd.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego przenoszenia lub transportu urządzenia.
- gwarancja nie obowiązuje dla produktów, które były zakupione jako używane bądź oznaczone jako "outlet".

PRODUCENT & IMPORTER

Producent:

Gbeing Smart Ag Co., Ltd.
2nd Floor, Building 5, No. 226,
Guangtian Road, Songgang, Tangxiayong,
Bao'an District, Shenzhen, China

Importer:

MGTW Sp. z o.o.,
ul. Starowiejska 22B,
34-120 Andrychów,
Polska, info@mgtw.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym Gbeing Smart Ag Co., Ltd. oświadcza, że model urządzenia z niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami.

Deklaracja zgodności do pobrania:

https://www.mitowell.eu/declaration/electric_stand.pdf

Wyprodukowano: Chiny



WWW.MITOWELL.PL



INFO@MITOWELL.PL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I FILMY INSTRUKTAŻOWE

Instrukcję obsługi i filmy instruktażowe można znaleźć tutaj:

<https://mitowell.eu/user-manual>

SOCIAL MEDIA:



/MITOWELLPL



/MITOWELLPL




/@MITOWELLPL



/MITOWELLPL

PL

EN



MITOWELL

USER MANUAL

ET01

EST-S



TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	3
OPERATING INSTRUCTIONS	3
INCLUDED ACCESSORIES EST-S	4
ASSEMBLY OF EST-S	5
INCLUDED ACCESSORIES ET01	7
ASSEMBLY OF ET01	8
MOUNTING THE PANEL ON THE STAND	10
ROTATION	11
REMOTE CONTROL	11
CONTROL PANEL	12
ERROR CODES AND SOLUTIONS	13
WARRANTY AND SERVICE	13
MANUFACTURER & IMPORTER	14
DECLARATION OF CONFORMITY	14

INTRODUCTION



PRODUCT DESCRIPTION

The most versatile stand for light therapy sessions – available in two sizes to suit different user needs.

Thanks to adjustable height and a rotating head, you can use therapy panels in almost any position: lying down, sitting, or standing.


It is compatible with Mitowell panels. It allows for both vertical and horizontal mounting, increasing the functionality of the devices during therapy.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTES






Please read the following warnings carefully before assembly:

1. Do not mount the lamp if the stand or equipment is damaged or missing components. If you need spare parts, contact us for assistance.
2. Do not use this product for purposes other than those intended and described in the user manual.
3. This stand contains moving parts. Use it with care.
4. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use, including unauthorized modifications, incorrect installation, or failure to follow these instructions.



INCLUDED ACCESSORIES EST-S

KIT CONTENTS

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

1 1 x Height-adjustable bracket

2 1 x Adjustable arm

3 1 x Control base

4 1 x Base cover plate

5 2 x Short mounting rails

6 2 x Long mounting rails

7 4 x Caster wheels

8 1 x Remote control

9 1 x Power cable

10 4 x Mounting screws

11 4 x Mounting nuts

12 1 x Assembly key


13 6 x Screw M6x12

14 12 x Screw M6x25


15 4 x Mounting bracket (angled)

ASSEMBLY OF EST-S


STEP-BY-STEP




1. Attach the caster wheels (7) to the base (3).




2. Insert the height-adjustable bracket (1) into the base (3).




3. Secure the assembled structure using four screws (13) – see diagram.



4. Insert the cable from the bracket (1) into the base (3) – see diagram.




5. Place the cover plate (4) onto the base, then secure it with screws (13).




6. Attach the adjustable arm (2) to the bracket using screws (14).


PANEL INSTALLATION

MW600 PRO - 1 PCS






MW1500 PRO - 1 PCS




MW2000 PRO - 1 PCS



MW3000 PRO - 1 PCS

INCLUDED ACCESSORIES ET01

KIT CONTENTS



1 1 x Height-adjustable bracket

2 1 x Adjustable arm

3 1 x Control base

4 1 x Base cover plate

5 1 x Right-side base mount

6 1 x Left-side base mount

7 2 x Mounting rails

8 1 x Remote control

9 1 x Power cable

10 1 x Assembly key

11 4 x Mounting screws

12 4 x Mounting nuts

13 4 x Caster wheels


14 16 x Screw M6x12

15 10 x Screw M6x25


16 4 x Mounting bracket (angled)

ASSEMBLY OF ET01


STEP-BY-STEP




1. Insert the base mounts (5 and 6) into the base (3) – see illustration.




2. Secure the base mounts (5 and 6) using screws (14).




3. Attach the caster wheels (13) to the assembled base – see illustration.




4. Insert the height-adjustable bracket (1) and fasten it to the base using screws (14).




5. Insert the cable from the bracket (1) into the base (3) – see illustration.



6. Place the cover plate (4) onto the base and secure it using screws (14).





7. Attach the adjustable arm (2) and secure it to the bracket using screws (15).




PANEL INSTALLATION

MW1500 PRO - 1 PCS



MW2000 PRO - 1 PCS

MW3000 PRO - 1 PCS



MOUNTING THE PANEL ON THE STAND


MOUNTING PANELS ON THE EST-S STAND

EST-S is a solid and functional stand for Mitowell LED panels, designed to support up to 30 kg of weight.


It allows mounting of the following panels:

- MW600 Pro
- MW1500 Pro
- MW2000 Pro
- MW3000 Pro

It provides stability and flexibility for positioning the device during therapy sessions.



MOUNTING PANELS ON THE ET01 STAND




The ET01 is a durable stand with a maximum load capacity of 50 kg, enabling the mounting of one, two, or even four therapy panels. Thanks to its solid construction, it is ideal for both intensive home and professional use.

It allows mounting of the following panels:

- MW1500 Pro
- MW2000 Pro
- MW3000 Pro

Note: Brackets and screws required for mounting four panels are not included in the set – they must be purchased separately.

ROTATION



1. Raise the stand to its highest position.
2. Hold the panel with one hand and lift the bracket upward.
3. Rotate the panel to your preferred position.
4. Press the bracket downward to lock it in place.

REMOTE CONTROL

Resetting

1. Press and hold the RST button for 3 seconds — you will hear a single beep indicating the reset process has started.
2. The stand will lower to the minimum height and bounce back up by 1 cm.
3. Two beeps will signal the reset is complete.

Remote Pairing


1. Unplug the stand's power cable.
2. Press and hold the SET button on the remote — do not release.
3. Plug in the power cable. When you hear the pairing signal, release the SET button.

Operation

- ▲ Press and hold to raise the stand; release to stop.
 - ▼ Press and hold to lower the stand; release to stop.
- HOME – Press to lower the stand to its minimum height. Press again to stop.
- M1 – Saved Height 1
- M2 – Saved Height 2


Saving Height

1. Move the stand to your desired height.
2. Press and hold M1 or M2 for 3 seconds — a beep will confirm the save.
3. To recall the saved height, press M1 or M2.



CONTROL PANEL

PANEL OVERVIEW AND OPERATION



First-time startup:

1. When the electric stand is powered on (100–240VAC), the buzzer emits a single beep and the controller displays the current height.
2. If the height displayed on the controller does not match the actual height, or if the stand was reassembled, a reset must be performed. Otherwise, the system can be used directly with factory settings.

Resetting

1. Press and hold the ▼ button; the stand will stop after 5 seconds.
2. “rst” will appear on the display — reset process begins.
3. Keep holding the ▼ button — the stand will slowly lower to its minimum height.
4. When it reaches the lowest point and bounces up by 1 cm, release the ▼ button to complete the reset.
5. In case of emergency, you can interrupt the reset anytime by pressing the ▼ button to stop the stand.

After an interrupted reset, the entire procedure must be repeated from the beginning.

Height adjustment

- Press and hold ▲ to raise the stand; release to stop.
- Press and hold ▼ to lower the stand; release to stop.

Saving height positions

1. Press the S button — “S–” appears on the display.
2. Press 1, 2, or 3 to save the current height under that button.
3. The control panel remembers up to three saved heights — even after disconnecting from power.
4. To recall a saved height, press the corresponding button — the stand will move to the saved position.
5. Press any button during movement to stop immediately.

Locking / Unlocking

1. Press and hold both ▲ and ▼ at the same time for 5 seconds.
2. “LOC” will appear on the display — the stand is now locked and cannot be moved.
3. To unlock, press and hold the same buttons again — the display will return to normal.

Energy saving mode

If no button is pressed for 1 minute, the stand enters energy-saving mode — the screen dims and power consumption is reduced. Press any button to exit this mode.

ERROR CODES AND SOLUTIONS

Error	Code	Solution
Overheat protection	HOT	Solution 1: No action required. The function will automatically recover after 18 minutes. Solution 2: Disconnect power, wait for the screen to turn off, then reconnect and resume use.
Reset not completed	rst	Press and hold the "RST" button on the control panel until the reset is fully completed.
Overload protection	E11	Remove heavy objects from the bracket. Wait for the alarm to stop before using the stand again.
Motor operation anomaly	E12	Turn off power, check the connection between the motor and controller. Turn the power back on.
Collision protection	E14	The stand will automatically reverse a specific distance. It should return to normal after the obstacle is cleared.
Motor lock alarm	E15	If there's a serious overload or the transmission mechanism is blocked, check whether any object is obstructing the movement.
Motor not connected	E16	Check if the motor is properly connected to the controller.



WARRANTY AND SERVICE

Product name: Panel Stand **Model:** ET01, EST-S

The distributor of Mitowell products, GWBL Sp. z o.o. (hereinafter referred to as the "Guarantor"), located at Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów, Poland, provides warranty for this product under the following terms:

- In the event of non-compliance of the product with the sales agreement, the buyer has legal remedies at no cost. This warranty does not affect those rights.
- The Guarantor provides a 36-month warranty starting from the date of purchase of a new, unused product. The warranty covers material and manufacturing defects.
- The warranty covers defects arising from causes inherent in the product and does not include physical damage. Any defect outside the scope of this warranty will be treated as wear, misuse, or accidental damage.
- Any faults or damage must be reported within 7 days from the date they occur by email to: warranty@mitowell.eu
- Once a claim is submitted, the Guarantor will aim to process it as quickly as possible, within 21 days of receiving the defective product. This period may be extended up to 30 days if spare parts need to be imported from abroad.

The warranty does not cover:

- Normal wear and tear due to ongoing use of provided accessories during proper use.
- Mechanical damage caused by misuse, dropping the device, or other forms of physical damage.
- Damage resulting from improper installation, maintenance, or servicing of the device.
- Any unauthorized modifications — these void the warranty.
- Damage due to extreme environmental conditions (temperature, humidity, chemical exposure).
- Use of the device in a way not in accordance with the user manual.
- Damage caused by natural disasters (fire, flooding, earthquakes, etc.).
- Damage from improper transportation or handling.
- Products purchased as used or marked as "outlet" items.

MANUFACTURER & IMPORTER

Manufacturer:

Gbeing Smart Ag Co., Ltd.
2nd Floor, Building 5, No. 226,
Guangtian Road, Songgang, Tangxiayong,
Bao'an District, Shenzhen, China

Importer:

MGTW Sp. z o.o.,
ul. Starowiejska 22B,
34-120 Andrychów,
Polska, info@mgtw.pl

DECLARATION OF CONFORMITY

Gbeing Smart Ag Co., Ltd. hereby declares that the model described in this manual complies with the essential requirements and relevant provisions of applicable directives.

Declaration of conformity available at:

https://www.mitowell.eu/declaration/electric_stand.pdf

Made in China



WWW.MITOWELL.EU



INFO@MITOWELL.EU

USER MANUAL AND INSTRUCTIONAL VIDEOS

You can find the user manual and instructional videos here:

<https://mitowell.eu/user-manual>

SOCIAL MEDIA:



/MITOWELLEU



/MITOWELLEU



/@MITOWELLEU



/MITOWELLEU